

CHORUS ELASTASE COPROCOLLECT

Katalogové číslo: 86116

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.



Jednorázová pomůcka se skládá ze zkumavky obsahující extrakční roztok a tyčinky se sedmi radiálními drážkami sloužících k odběru stolice bez nutnosti vážení.

Po zpracování vzorku je supernatant určen pro další použití ve stanovení CHORUS FECAL ELASTASE.

Aktuální verzi návodu naleznete na: <http://www.diesse.it/en/Products/linea:40/>