

## CHORUS ELASTASE COPROCOLLECT

**Katalogové číslo:** 86116

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.



Jednorázová pomůcka se skládá ze zkumavky obsahující extrakční roztok a tyčinky se sedmi radiálními drážkami sloužících k odběru stolice bez nutnosti vážení.

Po zpracování vzorku je supernatant určen pro další použití ve stanovení CHORUS FECAL ELASTASE.

Aktuální verzi návodu naleznete na: <http://www.diesse.it/en/Products/linea:40/>