

## CHORUS SANITIZING SOLUTION 1x20 ml


**EAN kód:** 8033891328849

**Katalogové číslo:** 83604

**Velikost balení:** 1 x 20 ml

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.



### Stručný pracovní postup:

1. V menu CHECK zvolte SANIT.
2. Postupujte podle pokynů na monitoru.
3. Doba provedení dezinfekce je 2 hodiny.
4. Tento postup opakujte jednou týdně.

Aktuální verzi návodu naleznete na <http://www.diesse.it/en/Products/linea:40/>