




Rychlá a efektivní detekce protilátek proti COVID-19

po prodělané infekci a po očkování

vizuální odečtení
výsledku do



15 min

**Rychlé, imunochromatografické
testy na bázi koloidního zlata pro
kvalitativní detekci protilátek
IgG a IgM proti novému
koronaviru v lidské plné krvi,
séru nebo plazmě.**

COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG/IgM Antibody Test Kit

COVID-19 (SARS-CoV-2) IgM Antibody Test Kit



VÝROBCE:




DISTRIBUTOR:


**B
G** | **TestLine®**

Přítomnost protilátek ve třídě IgM ukazuje na akutní nebo nedávno proběhlou infekci. Protilátky IgG se tvoří po infekci a po očkování. Dynamiku tvorby protilátek ukazuje tento graf.

Tvorba protilátek IgG a IgM po vakcinaci



Tvorba protilátek IgG a IgM po prodělané infekci



Testy jsou určeny pouze pro profesionální zdravotnické použití, nicméně jeho použití je jednoduché a nevyžaduje žádné laboratorní vybavení.

Srovnávací klinická studie s RT-PCR prokázala vysokou citlivost a specifitu testů.

Charakteristika

srovnání s RT-PCR:

Citlivost IgG/IgM:	92,2 %
Citlivost IgM:	90 %
Specifita:	100 %

C – kontrolní linie


T1 – testovací linie

IgG protilátek

T2 – testovací linie

IgM protilátek

Vzorek: kapilární krev z bříška prstu odebraná pomocí lancety, sérum, plasma



Objednací údaje

Kat. číslo	Název	Výrobce	Balení
COV19GM25	COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG/IgM Antibody Test Kit	ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY	25
COV19GM50	COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG/IgM Antibody Test Kit	ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY	50
COV19M25	COVID-19 (SARS-CoV-2) IgM Antibody Test Kit	ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY	25
COV19M50	COVID-19 (SARS-CoV-2) IgM Antibody Test Kit	ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY	50



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika

+420 549 121 205 (209, 238)

trade@testlinecd.com

www.testlinecd.cz