




Rychlá a efektivní detekce protilátek proti COVID-19

po prodělané infekci a po očkování

vizuální odečtení
výsledku do



15 min

**Rychlé, imunochromatografické
testy na bázi koloidního zlata pro
kvalitativní detekci protilátek
IgG a IgM proti novému
koronaviru v lidské plné krvi,
séru nebo plazmě.**

COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG/IgM Antibody Test Kit

COVID-19 (SARS-CoV-2) IgM Antibody Test Kit




VÝROBCE:



DISTRIBUTOR:

BI TestLine®


Tvorba protilátek IgG a IgM po vakcinaci



Testy jsou určeny pouze pro profesionální zdravotnické použití, nicméně jejich použití je jednoduché a nevyžaduje žádné laboratorní vybavení.

Srovnávací klinická studie s RT-PCR prokázala vysokou citlivost a specifitu testů.

Tvorba protilátek IgG a IgM po prodělané infekci



Charakteristika

Srovnání s RT-PCR:

Citlivost IgG/IgM: 92,2 %

Citlivost IgM: 90 %

Specifita: 100 %

C – kontrolní linie


T1 – testovací linie

IgG protilátek

T2 – testovací linie

IgM protilátek

Vzorek: kapilární krev z bříška prstu odebraná pomocí lancety, sérum, plasma



Objednací údaje

Kat. číslo	Název	Balení
COV19GM25	COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG/IgM Antibody Test Kit	25
COV19GM50	COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG/IgM Antibody Test Kit	50
COV19M25	COVID-19 (SARS-CoV-2) IgM Antibody Test Kit	25
COV19M50	COVID-19 (SARS-CoV-2) IgM Antibody Test Kit	50



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika

+420 549 121 205 (209, 238)

trade@testlinecd.com

www.testlinecd.cz