

# ImproMask™ Plus

GB 2626/KN95  
EN14683/Type I

**BFE>98%**  
(Antibakteriální ochrana)

**PFE>95%**  
(Účinnost filtrace částic)



**3D**

3D  
Design



Účinná  
ochrana



Citlivá  
k pokožce



Výborná  
prodyšnost

3D

3D Design

## UNIKÁTNÍ TVAR A DESIGN




Vložený nosní most pevně fixuje roušku a přizpůsobí se tvaru obličeje.



Účinná  
ochrana

## ÚČINNĚ CHRÁNÍ PŘED 98% NEBEZPEČNÝCH VIRŮ A BAKTERIÍ



### ImproMask™

BFE (Antibakteriální ochrana) >98%

PFE (Účinnost filtrace částic) >90%

### ImproMask™ Plus

BFE (Antibakteriální ochrana) >98%

PFE (Účinnost filtrace částic) >95%



Výborná  
prodyšnost

## TECHNOLOGIE SMS + ULTRATENKÝ FILTR


**S**punbond technologie  
z netkané textilie

+


**M**eltblown technologie  
z netkané textilie

+

**S**punbond technologie  
z netkané textilie



3D design  
filtru



Lehký a prodyšný  
filtr

Kombinací technologie Spunbond a Meltblown vznikne ultratenký filtr, díky kterému je zajištěna výborná prodyšnost a komfort při dýchání.



Citlivá  
k pokožce


## ROUŠKA SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ VRSTEV

- 1 První vrstva:  
polyester-bavlna
- 2 Druhá vrstva:  
netkaná textilie
- 3 Třetí vrstva:  
vzor vafle



Antibakteriální rouška vytváří díky speciální technologii mechanickou bariéru a účinně vás ochrání před viry, bakteriemi a nemocemi přenášenými vzduchem.

## VÝBĚR Z VÍCE DRUHŮ BAREV



VELIKOST PRO KAŽDOU VĚKOVOU SKUPINU

## PODROBNOSTI O PRODUKTU



ImproMask™ Plus

**KN95**

BFE (Antibakteriální ochrana) >98%  
PFE (Účinnost filtrace částic) >95%

pratelná textilní rouška + vyměnitelný filtr



ImproMask™

**KN90**


BFE (Antibakteriální ochrana) >98%  
PFE (Účinnost filtrace částic) >90%

## BALENÍ

### ImproMask™ Plus



+



ImproMask™  
pratelná  
textilní rouška

ImproMask™  
filtr

v balení:  
1x pratelná textilní rouška  
+ 4 kusy vyměnitelných filtrů

**TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.**  
Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika  
Tel.: +420 549 121 205 (237, 238)  
Fax: +420 541 243 390  
E-mail: [trade@testlinecd.com](mailto:trade@testlinecd.com)  
[www.testlinecd.cz](http://www.testlinecd.cz)

**TestLine**  
Clinical  
Diagnostics