


Immunoblot Software



EAN kód: 8595635311338

Katalogové číslo: Swlm03

Velikost balení: 1 ks

Skladování: Bez teplotního režimu

Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Informace o programu:

- Umožňuje standardní vyhodnocení imunoblotů s eliminací subjektivní chyby a přispívá k aplikaci správné laboratorní práce na pracovišti.
- Je uživatelsky příjemný a intuitivně provází celým procesem vyhodnocení.
- Významně zvyšuje rychlost a přesnost vyhodnocení.
- Umožňuje napojení na laboratorní informační systém.
- Je nezávislý na typu použitého kancelářského skeneru.
- Pro soupravy nabízející možnost diferenciální diagnostiky má volbu vypnutí/zapnutí jednotlivých stanovení.
- Program umožňuje ukládání a tisk dvou typů Vyhodnocení – souhrnný a individuální.
- Souhrnné vyhodnocení obsahuje všechny analyzované stripy a jejich hodnocení.
- Individuální vyhodnocení testu obsahuje detailní informace k jednotlivému stripu.

Aktuální verze softwaru: 1.9.0.



Postup stažení instalátoru a jeho spuštění:

1. Klikněte na odkaz výše.
2. V závislosti na tom, který internetový prohlížeč používáte, se zobrazí okno stahování.
3. Zvolte „Uložit“ a vyberte místo, kam se stažený soubor uloží (pokud program stahujete na jiném počítači, než kde ho plánujete nainstalovat a používat, doporučujeme instalační soubor uložit například na přenosný flashdisk a z něj program nainstalovat na libovolný počítač).
4. Uložený soubor spusťte. Otevře se okno instalátoru, který Vás již provede instalací. Samotný instalační postup je popsán v uživatelském manuálu.