

CHORUS EVO

Katalogové číslo: 82000

Skladování: Bez teplotního režimu

Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.



Informace o přístroji:

- Dotyková LCD obrazovka, zabudovaná čtečka čárových kódů.
- Oboustranná komunikace s laboratorním informačním systémem (1 RS232, 1 LAN, 3 USB).
- Senzory hladiny roztoků, monitorování přítomnosti vzorku.
- Koncept identifikace čárových kódů.
- Automatické rozpoznání typu vyšetření, šarže a expirace.
- Vyšetření 1-48 vzorků v jednom běhu.
- Až 86 různých typů vyšetření v jednom běhu.
- 3 technologie v jednom zařízení – ELISA, CLIA, Macroarray.
- Archivace dat na PC disk.

Stručný pracovní postup:

1. Vložení testů a vzorků do přístroje – automatické skenování přístrojem.
2. Spuštění běhu.
3. Automatické pipetování vzorku autosamplerem.
4. Tisk výsledků v průběhu 60-90 minut.

<https://www.diesse.it/en/products/chorus-evo/>