

## CLIA Beta 2 Glycoprotein IgG

**EAN kód:** 8595635312212

**Katalogové číslo:** CL-BGG100

**Velikost balení:** 100 testů

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



Imunotest CLIA je založen na principu magnetických částic, detekční systém využívá chemiluminiscenci typu flash pomocí akridinium esteru a intenzita světelného záblesku se měří v relativních jednotkách světla (RLU).

### Obecné informace o soupravě:

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagentie (ready-to-use) nezbytné k provedení vyšetření.
- Kalibrace je obsažena v balení.
- Hodnocení výsledků pomocí IU/ml.

Více informací naleznete na [stránkách BiovendorGroup CLIA](#).