

CLIA Chromogranin A

EAN kód: 8595635312335

Katalogové číslo: CL-CGA100

Velikost balení: 100

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Imunotest CLIA je založen na principu magnetických částic, detekční systém využívá chemiluminiscenci typu flash pomocí akridinium esteru a intenzita světelného záblesku se měří v relativních jednotkách světla (RLU).

Obecné informace o soupravě:

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagentie (ready-to-use) nezbytné k provedení vyšetření.
- Kalibrace je obsažena v balení.
- Hodnocení výsledků pomocí ng/ml.

Více informací naleznete na [stránkách BiovendorGroup CLIA](#).