

CLIA CRP wide-range

EAN kód: 8595635311413

Katalogové číslo: CL-CRP100

Velikost balení: 100 testů

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



Imunotest CLIA je založen na principu magnetických částic, detekční systém využívá chemiluminiscenci typu flash pomocí akridinium esteru a intenzita světelného záblesku se měří v relativních jednotkách světla (RLU).

Obecné informace o soupravě:

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagentie (ready-to-use) nezbytné k provedení vyšetření.
- Kalibrace je obsažena v balení.
- Hodnocení výsledků pomocí mg/l.

Více informací naleznete na stránkách [BiovendorGroup CLIA](#).