

## LEPTOSPIRA-MEDIUM



**EAN kód:** 8595635303425

**Katalogové číslo:** LM0020

**Velikost balení:** 20 ks

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

### Informace o výrobku:

- Kapalně zárodků prosté Korthofovo médium slouží ke kultivaci kmenů Leptospir.
- Jedná se především o kultivaci leptospir, která se provádí před jejich použitím k serologickému průkazu protilátek ve vyšetřovaném séru mikroaglutinační reakcí (MAL). Médium může být použito i k přímé kultivaci leptospir ve vzorcích krve, likvoru nebo moče.
- Médium je připraveno k přímému použití (Ready to use).

### Složení testu:

- Zkumavky se 3 ml média 20 ks.

### Pokyny pro použití:

- Lahvičky musí být uloženy tak, aby nedošlo bezprostředně před použitím k namočení uzávěru. Před adjustací proveďte desinfekci povrchu lahvičky a uzávěru postřikem 70% etanolem.

### Skladování a expirace:

- Skladujte při teplotě +2 až +8 °C. Při dodržení těchto podmínek je expirace 12 měsíců od data výroby.