

recomCLIA HEV IgG



Katalogové číslo: 75004

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: MIKROGEN GMBH

Imunotest CLIA je založen na principu magnetických částic, detekční systém využívá chemiluminiscenci typu flash pomocí akridinium esteru a intenzita světelného záblesku se měří v relativních jednotkách světla (RLU).

Obecné informace o soupravě:

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagensie (ready-to-use) nezbytné k provedení vyšetření.
- Kalibrace je obsažena v balení.
- Hodnocení výsledků pomocí IU/ml.

Více informací naleznete na [stránkách BiovendorGroup CLIA](#).