


RoboBlot



Katalogové číslo: RBT-001
Skladování: Bez teplotního režimu
Výrobce: Bee Robotics Ltd.

Informace o přístroji:

- Plně automatické zpracování testu (pipetování vzorků z primárních zkumavek, dávkování reagentů, inkubace, promývání stripů a vyhodnocení výsledků přímo v inkubační vaničce).
- Úplná kompatibilita RoboBlotu, souprav BLOT-LINE a Immunoblot Software (TestLine).
- Ovládání celého procesu pomocí Immunoblot Software a dotykové obrazovky analyzátoru.
- Oboustranná komunikace s LIS.
- Čtečka čárových kódů pro vzorky.
- Integrovaná kamera pro skenování stripů.
- Minimalizace manuální manipulace a doby obsluhy.
- Kapacita - 50 vzorků.
- Flexibilita - 5 různých metod současně.



Zdroj
<https://www.testlinecd.cz/roboblots>