Control set CLIA Gliadin DA IgG

EAN kód: 8595635310935
Katalogové číslo: CL-GDGCON
Velikost balení: 2x20 testů
Skladování: 2-8 °C
Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



- Sada je určena k použití spolu se soupravami CLIA na analyzátoru KleeYa®.
- Sada pozitivních a negativních kontrolních sér, slouží k ověření funkčnosti CLIA testů a správnosti získaných výsledků.

Více informací naleznete na stránkach BiovendorGroup CLIA.